

Longsee 2in1 COVID-19 Antigen Schnelltest

**ERKENNT 100% BEI JEDER
VIRUSLAST INKL. OMIKRON**



**2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit
(Immuno-Chromatography)**

Model: LS-C-T-009

25 T/Kit



Longsee 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit

Gesamtsensitivität nach Paul-Ehrlich-Institut: 100,00 %

Hohe Zuverlässige für sichere Testergebnisse

Der Longsee COVID-19 Antigen Schnelltest überzeugt mit seiner flexiblen, unkomplizierten Handhabung. So sind bereits alle wichtigen Materialien im Lieferumfang enthalten und für den sofortigen Einsatz vorbereitet. Bis auf einen Timer werden weder weiteres Equipment oder noch ein Labor benötigt.

Daneben beeindruckt der Longsee Test mit seiner **sehr hohen Zuverlässigkeit**, die durch die vergleichende Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2 Antigenschnelltests des PEIs ihre Bestätigung findet. Hierbei erreicht der Test als bislang einziger eine **Gesamtsensitivität von 100%**.

Wichtige Hinweise zum Longsee COVID-19 Antigen Schnelltest:

- **Für den professionellen Gebrauch**
- **Abgabe nur an berechtigte Personenkreise möglich**
- **BfArM gelistet, Test-ID: AT731/21**
- **Evaluiert vom PEI**
- **Kann Mutationen wie die Delta- und Omikron-Mutation nachweisen**
- **Vom Rückgaberecht ausgeschlossen**

Produktdetails:

- **Longsee SARS CoV-2 Antigen Schnelltest**
- **Zum Nachweis von 2019-nCoV-Nucleocapsid-Proteinen in menschlichen Probenabstrichen**
- **Nur zur In-Vitro-Hilfsdiagnostik**
- **Probenentname: nasopharyngeal, oropharyngeal**
- **Gesamtsensitivität (PEI-Evaluation): 100%**
- **Sensitivität: 95,51%**
- **Spezifität: 99,72%**
- **Testergebnisse nach 15 Minuten ablesbar, nach 20 Minuten ungültig**
- **Haltbar 12 Monate bei Lagerung zwischen 4 bis 35°C**
- **Nicht einfrieren**

Lieferumfang:

- **Longsee 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit, mit:**
- **25 Testkassetten**
- **25 sterilen Abstrichtupfern**
- **25 Extraktionsröhrchen mit Aufsatz**
- **1 Gebrauchsanweisung**

Zulässige Anwender: Medizinisches Fachpersonal